

Akustická signalizace

Nově je u Biostimulu BS 303 rovněž rozšířena i akustická signalizace. Nově je akusticky signalizováno:

1. Ukončení nabíjení, resp. nabití vestavěných akumulátorových baterií na plnou kapacitu.
2. Pokles kapacity akumulátorových baterií pod 10 %.
3. Pokles kapacity baterií pod povolenou hodnotu při režimu dlouhodobého skladování (tj. pod 50% kapacitu akumulátorových baterií).
4. Správně provedené, tj. funkční stisknutí multifunkčního tlačítka.
5. Ukončení aplikace.

Pohotovostní režim

Po ukončení aplikace se Biostimul BS 303 nepřepne do tzv. sleep módu, jak tomu bylo u BS 303, ale nejdříve na dobu 60 sec. do pohotovostního módu, což Vám umožní pohodlnou volbu další aplikace bez potřeby "probouzení" přístroje.

BIOtherapy

Biostimul[®]

BS 303

doplněk uživatelské příručky







Bateriový režim

Indikace kapacity akumulátorových baterií v nabíjecím režimu

Celkový nabíjecí čas plně vybitých je u Li - ion akumulátorových baterií při použití doporučeného síťového zdroje cca 4,5 - 5 hod. Při současné aplikaci a dobíjení se čas nabíjení přiměřeně prodlouží.

Zbývající dobu nabíjení akumulátorových baterií signalizuje pravá dioda, a to žlutým nebo zeleným svitem (kontinuálním nebo pulzním) – viz tabulka.

Signalizace kapacity akumulátorů v %	
Signalizace	Kapacita
	méně než 33 %
	33 až 66 %
	66 až 99 %
	100%







Bateriový režim

Indikace kapacity akumulátorových baterií v aplikačním režimu

Biostimul s typovým označením BS 303 nově obsahuje Li - ion akumulátory s kapacitou cca 1.750 mA, což umožnilo prodloužit průměrný celkový aplikační čas na jedno úplné nabití o cca 100 %, oproti typu BS 302.

Zbývající kapacitu akumulátorových baterií signalizuje levá dioda, a to zeleným nebo červeným svitem (kontinuálním nebo pulzním) – viz tabulka.

Signalizace kapacity akumulátorů v %	
Signalizace	Kapacita
	100 až 30 %
	30 až 20 %
	20 až 10 %
	10 až 0 %



Popis přístroje:

Ovládací a signalizační prvky

Biostimul s typovým označením BS 303 nově obsahuje dvojici signalizačních diod.

Levá dioda signalizuje (zeleně nebo červeně) stav zdroje (napájecího zdroje nebo akumul. baterií), pravá pak stav akumulátorových baterií při jejich dobíjení.

Umístění ostatních ovládacích prvků a volba terapeutických režimů zůstává zachována tak, jak je popsána v příložené uživatelské příručce.

