

NÁVOD K POUŽITÍ: programovatelná masáž s výhřevem BKP300

Děkujeme za zakoupení masážního přístroje HOMEDICS. Po vyjmutí přístroje z obalu si možná všimnete lehkého pachu. Je to běžné a pach je zcela neškodný. Nechte výrobek vyvětrat cca 24h.

Před použitím si přečtěte tento návod. Návod uschovejte.

Důležité bezpečnostní pokyny

Při používání výrobku, zejména za přítomnosti dětí, je nezbytné dodržovat následující bezpečnostní pokyny:

- VŽDY vypojte přístroj ze sítě ihned po použití a před čištěním. Před vypojením uveďte všechna tlačítka do pozice „vypnuto“ (OFF) a pak vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- NIKDY nenechávejte přístroj zapojený do sítě bez dozoru. Vypojte jej ze sítě, pokud není používán a před výměnou nástavců nebo částí.
- Při používání je nezbytný řádný dozor, zejména pokud přístroj používají děti nebo postižené či invalidní osoby nebo pokud je přístroj používán v jejich blízkosti.
- Neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. Pro přístroj, který spadl do vody nebo jiné tekutiny, nesahejte. Ihned vypojte pojistky a vytáhněte ze sítě. Udržujte v suchu. Nezapínejte přístroj v mokřích nebo vlhkých podmínkách.
- Používejte pouze k určeným účelům a v souladu s tímto návodem. Nepoužívejte nástavce, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Nikdy nepoužívejte poškozený přístroj nebo přístroj, který byl ponořen do tekutiny, případně přístroj, který předtím upadl. Takový přístroj předložte k prohlídce autorizovanému servisu značky HOMEDICS. Nepokoušejte se sami opravovat poškozený přístroj.
- Udržujte kabel mimo horké povrchy.
- Nikdy nevkládejte do otvorů žádné předměty. Nepichujte do masáže špendlíky či jiné podobné předměty.
- Nepřiměřené používání může vést k nadměrnému přehřívání přístroje a ke zkrácení jeho životnosti. Pokud se tak stane, přerušete používání a nechte přístroj vychladnout.
- Nepoužívejte v místech, kde jsou používány výrobky s aerosolem nebo kde je upravován kyslík.
- Nepoužívejte pod dekou nebo polštářem. Nadměrnému ohřátí může způsobit požár nebo zranění.
- Nepřenášejte přístroj držením za kabel, nepoužívejte kabel jako držadlo.
- Přístroj není určen pro venkovní použití.
- Nemačkejte. Nepřekládejte přílišným tlakem.
- Přístroj vyžaduje síť s 230V.

Bezpečnostní upozornění:

Před použitím si přečtěte tento návod.

- Pokud máte pochybnosti ohledně Vašeho zdraví, poradte se o používání přístroje s Vaším lékařem.
- Těhotné ženy a osoby se stimulatorem srdce by se měly před používáním přístroje poradit s lékařem.
- Nepoužívejte na malé děti, invalidy, na spící osoby nebo na osoby v bezvědomí. Nepoužívejte na málo citlivou pokožku nebo na osobách s nedostatečným oběhem krve.
- Přístroj nesmí NIKDY používat osoba nemocná tak, že nemá možnost plně přístroj ovládat nebo osoba se sníženou citlivostí dolní poloviny těla.
- NIKDY nepoužívejte přímo na oteklých nebo zanícených místech nebo na místech s porušenou pokožkou.
- Pokud se během používání začnete cítit nepříjemně, ihned přerušete masáž a před dalším použitím se poradte se svým lékařem.
- Přístroj není určen ke komerčnímu používání, je určen pro domácí použití. Smyslem přístroje je poskytnout uklidňující masáž unaveným svalům. NEPOUŽÍVEJTE jako náhradu za lékařskou kontrolu.
- Nepoužívejte před spaním. Masáž má stimulační účinek a může oddálit usínání.
- Nepoužívejte déle než je doporučeno.

Popis výrobku (viz obr. v cizojazyčném návodu, str. 4):

ZLEVA SHORA DOLŮ:

Intenzita masáže: 3 nastavení (nízká – střední – vysoká) – nastavuje se stiskem příslušného tlačítka, volbu potvrzuje svítící LED kontrolka.
Základní nastavení: střední intenzita.

Volba teploty (HEAT)

ZPRAVA ODSHORA DOLŮ

Dálkové ovládání

Nastavení oblasti masírování – nastavení určité oblasti nebo kombinace stiskem požadovaného tlačítka - volbu potvrzuje svítící LED kontrolka. Návrat zpět se provede opětovným stiskem daného tlačítka.

Programy: Masáž má 4 přednastavené programy. Volí se stiskem příslušného tlačítka: **1.Všechny masáže:** aktivuje všech 10 motorů přístroje. Toto je základní nastavení. **2.Pulsační masáž.** **3. Masáž ze strany na stranu.** **4. Kombinace uvedených způsobů masáže.**

Rychlost masáže: - 3 nastavení (nízká, střední a vysoká) stiskem

požadovaného tlačítka - volbu potvrzuje svítící LED kontrolka.
Základní nastavení: střední rychlost.

Vypínač

10ti motorové opěradlo masáže

NÁVOD K POUŽITÍ

POZNÁMKA: provedte úkony podle následujících tří bodů před připojením přístroje do sítě.

1. Připevněte přístroj k jakémukoli vhodnému křeslu pomocí připevňovacích pásků na zadní straně přístroje. Ujistěte se, že je přístroj pevně připevněn dotažením pásků.
2. Připojte kabel adaptéru pro domácí použití k přístroji.
3. Připojte kabel adaptéru do sítě s 230V.
4. Posadte se a pomocí dálkového ovládání pracujte s přístrojem. Stiskněte vypínač (POWER) pro aktivaci přístroje a zvolte požadovanou zónu masírování, případně i funkci vyhřívání.
5. Stiskem vypínače (POWER) masáž vypnete.

POUŽITÍ V AUTĚ:

1. Připevněte přístroj pomocí připevňovacích pásků na zadní straně přístroje. Ujistěte se, že je přístroj pevně připevněn dotažením pásků.
2. Připojte kabel 12V adaptéru k přístroji.
3. Připojte kabel adaptéru do 12V zásuvky v autě.
4. Posadte se a pomocí dálkového ovládání pracujte s přístrojem. Stiskněte vypínač (POWER) pro aktivaci přístroje a zvolte požadovanou zónu masírování, případně i funkci vyhřívání.
5. Stiskem vypínače (POWER) masáž vypnete.

POZNÁMKA:

- Vyhřívací funkce se aktivuje kromě stisku příslušného spínače tlakem – pokud sedák podložky není zatížen, funkce se nespustí. Z bezpečnostních důvodů se funkce vyhřevu spustí pouze pokud je zapnuté tlačítko HEAT.
- Na podložku si sedejte jemně a jemně se o ni opírejte, aby nedošlo ke zranění.
- Z důvodu Vašeho bezpečí je přístroj naprogramován tak, že se po 15min automaticky vypne. To však nemůže být považováno jako náhrada za skutečné vypnutí přístroje. Pokud přestanete přístroj používat, vždy jej řádně vypněte vypínačem.
- Věnujte pozornost umístění přístroje – dřevěné nebo polstrované povrchy mohou být při masírování poškozeny.

ÚDRŽBA:

Čištění: Před čištěním přístroj vypojte ze sítě a nechte jej vychladnout., Čistěte pouze měkkou, mírně vlhkou houbičkou. Přístroj nesmí nikdy přijít do styku s vodou nebo jinou tekutinou. Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiné tekutiny. K čištění nikdy nepoužívejte abrasiva, kartáče, leštěnky na sklo nebo nábytek, barvu apod.

Skladování: Skladujte přístroj pokud možno v původní krabici vždy na bezpečném, suchém studeném místě. Vyvarujte se kontaktu přístroje s ostrými předměty nebo hranami, které by mohly porušit potah masáže. Kabel neomotávejte kolem přístroje, mohl by se poškodit. Přístroj nezavěšujte za kabel.