

NÁVOD K POUŽITÍ : MMP-200 zádová masáž

Při používání elektrických zařízení, zejména v přítomnosti dětí, je nutné vždy dodržovat základní bezpečnostní předpisy včetně následujících:

Před použitím vždy přečtěte celý návod, snížíte tak riziko úrazu elektrickým proudem.

- Po použití a před čištěním zařízení vždy odpojte zařízení od elektrické sítě
- Pokud zařízení upadlo do vody, nepokoušejte se je vytáhnout, ale okamžitě je odpojte ze sítě
- Nepoužívejte toto zařízení při koupání nebo sprchování
- Zařízení neumísťujte nikam, kde by mohlo dojít k jeho stažení do např. do vany nebo k jeho potopení. Zařízení nelze umístit do vody či jiné kapaliny
- Zařízení nikdy nepřipevňujete pomocí hřebíků nebo jiných kovových upevňovacích prvků
- Udržujte v suchu. Zařízení neprovozujte v mokrých nebo vlhkých podmínkách

Upozornění na možný vznik požáru nebo škod na majetku či újmy na lidském zdraví

- Zapojené zařízení nikdy nenechávejte bez dozoru. Pokud zařízení nepoužíváte nebo přidáváte či demontujete příslušenství, musí být vždy odpojeno od elektrické sítě.
- Pokud toto zařízení používáte v přítomnosti dětí, invalidů či nemohoucích nebo je používají oni sami, je nutné dbát zvýšené pozornosti.
- Toto zařízení se smí používat pouze k určenému účelu v souladu s tímto návodem. Příslušenství, které není doporučeno HoMedics a není dodáváno s tímto zařízením, se nesmí používat.
- Zařízení není povoleno provozovat, pokud má poškozený napájecí kabel nebo zástrčku, nebo nefunguje správně, nebo se dostalo do vody, upadlo či bylo jinak poškozené. Takové zařízení je nutné vrátit do servisního střediska HoMedics, kde bude prohlédnuto nebo opraveno.
- Nahřáté povrchy používejte opatrně. Mohou způsobit vážné popáleniny. Nepoužívejte na citlivou pokožku nebo na místa se zhoršeným prokrvením. Děti či postižené nebo invalidní osoby by toto zařízení neměly používat bez dohledu.
- Napájecí kabel musí být v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů
- Zařízení nikdy nepoužívejte pokud jste ospalí nebo pokud existuje možnost, že byste mohli usnout.
- Do žádného otvoru nevkládejte žádné předměty a dbejte na to, aby tam žádné nespady
- Zařízení neprovozujte v místech, kde se používají aerosolové nebo kyslíkové přístroje a výrobky
- Zařízení se nesmí přenášet za kabel
- Při vypínání přístroje nejprve všechny ovladače dejte do polohy Off (vypnuto), poté vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- Toto zařízení je určeno k domácímu použití, nikoliv pro profesionální péči
- Zařízení se nesmí používat venku
- Bez ohledu na nastavení může dojít k výskytu vysokých teplot, které mohou způsobit popáleniny. Zařízení se nesmí používat v případě kojenců, nemohoucích, nesoběstačných nebo osob nebo osob v bezvědomí nebo se špatným krevním oběhem. Místa kontaktu s kůží kontrolujte pravidelně, předejete tak nebezpečí vzniku puchýřů.
- Nepřekládejte a nemačkejte.

Uložte tento návod na bezpečném a dostupném místě

Poznámka:

Z bezpečnostních důvodů je toto zařízení opatřeno tlakově aktivovaným spínačem, který řídí spuštění nastavené teploty. Teplo nebude přiváděno do zařízení, dokud nebude aplikován tlak na tento spínač, který je umístěn mezi střední a spodní masážní oblastí (viz obr.7). Jakmile tlak ustane, teplo bude odpojeno. Po obnovení tlaku je třeba vyčkat 5-10 minut pro dosažení maximální teploty.

Upozornění – před použitím zařízení si vždy pečlivě prostudujte celý návod

- Pokud máte jakékoliv obavy ohledně vašeho zdraví, vždy se poradte před použitím tohoto zařízením s vaším lékařem.
- Osoby se stimulátory musí použití tohoto zařízení vždy konzultovat s lékařem
- Zapnuté zařízení nikdy nenechávejte bez dozoru, zejména v přítomnosti dětí
- Zařízení v provozu se nesmí zakrývat
- Maximální jednorázové použití zařízení je stanoveno na dobu 15 minut
- Intenzivní používání zařízení vede ke kratší životnosti zařízení a k jeho přehřívání. Pokud k tomu dojde, zařízení na nějakou dobu vypněte, vyčkejte než vychladne a pak pokračujte.
- Zařízení se nesmí používat přímo na oblasti zánětu, oteklé nebo pořezané části pokožky.

- Toto zařízení není určeno pro profesionální použití a jeho účelem je poskytnout uvolňující masáž unaveným svalům. Tímto zařízením nelze v žádném případě nahradit lékařskou péči.
- Toto zařízení nesmějí používat žádné osoby, jejichž zdravotní stav jim neumožňuje toto zařízení plně ovládat nebo osoby se sensorickým deficitem ve spodní části těla
- Bez řádného dohledu toto zařízení nesmějí používat děti nebo zdravotně postižení lidé

Návod k použití

Příložený adaptér zasuněte do zásuvky střídavého proudu 120 V, objímku zásuvky zasuněte do vstupního konektoru po straně podložky. Masážní podložku používejte pouze na měkkém povrchu.

Masážní podložka celého těla s deseti motory

Zapínání/ vypínání jednotlivých masážních oblastí

Aktivací masážních motorů promasírujte jednotlivé části těla. Program masáže si můžete nastavit libovolně, jakoukoliv kombinací jednotlivých masážních oblastí nebo nebo jejich spuštěním najednou. Pro výběr masážní oblasti přejeďte horním, středním nebo spodním křídlovým spínačem do polohy buď nízké vibrace (L) nebo vysoké (H). Rozsvítí se příslušná LED kontrolka. Pokud chcete masážní oblast odpojit, stačí přejet křídlovým spínačem úplně doleva, LED kontrolka také zhasne.

Napájecí adaptér

Toto zařízení je napájeno před adaptér 120 V AC.

Poznámka:

Pokud bude k volbě masáže volit vyšší teplotu, bude masážní výkon nižší. Jedná se o normální jev a nikoliv o závadu.

Teplota

Uvolňující a svaly prostupující teplo aktivujete stisknutím tohoto tlačítka. Teplo vypnete opakovaným stiskem stejného tlačítka. Rozsvícená LED kontrolka znamená, že teplo je zapnuté.

Poznámka: Tepelné hřání bude fungovat pouze pokud bude zadána volba masáže.

10. masážních motorů – slouží k uvolňující nebo povzbuzující masáži celého těla.

Uvolňující teplo - pomáhá při uvolnění ztuhlosti zad

Tlakově aktivovaný spínač – tepelná fáze se spouští po zatlačení

Údržba

Zabalení

Tato masážní podložka je opatřena jedinečným páskovacím systémem, díky kterému je možné podložku stočit a uložit nebo převážet. Skládá se podobně jako akordeon, viz. obr. A-D. Horní část složte dovnitř tak, aby byl tepelný zdroj směrem nahoru. A opakujte s další částí. A nebo opatrně podložku stočte a potom ji zajistíte páskou.

Uskladnění

Stočenou nebo složenou podložku umístěte do původní krabice nebo na chladné, suché a zabezpečené místo. Chraňte ji před ostrými hranami, které by ji mohly poškodit. Neobtácejte ji napájecím kabelem, mohlo by dojít k jejímu poškození. Podložku nezavěšujte za kabel vedoucí k ovladači.

Čištění

Před čištěním podložku odpojte a nechte vychladnout. K čištění používejte pouze měkkou, lehce navlhčenou houbu. Podložku chraňte před jakýmkoliv kontaktem s vodou nebo jinou tekutinou.

- Při čištění podložku neponořujte do vody
- Na čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky s brusnými prvky, benzín, petrolej, leštící prostředky na sklo, nábytek nebo rozpouštědla
- V případě poruchy masážní podložku neopravujte. Neobsahuje žádné opravitelné součásti. Zařízení, které vykazuje jakoukoliv závadu odešlete do servisní střediska, které je uvedeno na záručním listě.