

**Návod k použití přístroje
SynCare Galvanic Care galvanická žehlička II**



ÚVOD

PRINCIP ZAŘÍZENÍ	4
-------------------------	----------

POPIS Galvanic Care galvanická žehlička II

SPECIFIKACE	6
--------------------	----------

OBECNÁ UPOZORNĚNÍ	7
--------------------------	----------

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	8
-------------------------------------	----------

OBECNÉ POKYNY	8
----------------------	----------

SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE	8
---------------------------	----------

INFORMACE PRO NABÍJENÍ	9
-------------------------------	----------

REŽIMY PÉČE

Hlavní režimy

1. REŽIM ULTRAZVUK ULTRASONIC	10
--------------------------------------	-----------

2. REŽIM NUTRITION (NUTRI-) – základní režim péče o pleť galvanickou žehličkou	11
---	-----------

3. REŽIM NUTRITION⁻ + LED – intenzivní režim péče o pleť	12
--	-----------

3. REŽIM ULTRAZVUK + CLEAN⁺ + RELAX	13
---	-----------

Doplňkové režimy

4. REŽIM + CLEAN⁺	14
-------------------------------------	-----------

5. REŽIM RELAX	14
-----------------------	-----------

6. REŽIM PHOTON	14
------------------------	-----------

DOPORUČENÝ POSTUP PRÁCE S PŘÍSTROJEM

SLOVNÍČEK POJMŮ	18
------------------------	-----------

INFORMACE O PÉČI o Galvanic Care galvanická žehlička II PO POUŽITÍ	18
---	-----------

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD	19
-------------------------	-----------

DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ, TRANSPORT	20
------------------------------------	-----------

CESTOVÁNÍ S PŘÍSTROJEM	20
-------------------------------	-----------

INFORMACE O ZÁRUCE A SERVISU

Specifikace přístroje	21
------------------------------	-----------

TIPY PRO OŠETŘENÍ PLETI DERMO A BIO KOSMETIKOU SYNCARE V KOMBINACI S GALVANIC CARE GALVANICKÁ ŽEHLIČKA II

ČIŠTĚNÍ PLETI	22
----------------------	-----------

HYDRATACE PLETI	23
Běžná hydratace	
Speciální hydratace	

INTENZIVNÍ PÉČE	25
------------------------	-----------

LIFTING PLETI	26
----------------------	-----------

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	27
---------------------------	-----------

ÚVOD

Děkujeme vám za zakoupení Galvanic Care galvanická žehlička II. Před použitím si, prosím, přečtěte tyto pokyny a uchovejte je na bezpečném místě pro budoucí použití.

Galvanic Care galvanická žehlička II je určena pro ošetření pokožky v oblasti obličeje, krku, dekoltu a hřbetu rukou.

Princip zařízení

Co je galvanický proud?

Galvanický proud je starší označení pro stejnosměrný proud. Jako zdroj stejnosměrného známe například běžný monočlánek typu baterie do ruční svítilny nebo do hraček. Galvanická žehlička Syncare Galvanic Care II využívá jako zdroj proudu monočlánek o napětí 2,4 V a proudu 350 mA. Tato hodnota plně postačuje pro bezpečnou a účinnou kosmetickou galvanoterapii.

Jak působí galvanický proud na kůži?

V předchozím textu jsme mluvili o tom, že stejnosměrný (galvanický) proud je tvořen elektricky nabitými částicemi – elektrony, které proudí od kladné k záporné elektrodě. Když ponoříme obě elektrody do vody, ve které bude například kuchyňská sůl – chlorid sodný – rozdělí ionty tak, že ke kladné elektrodě bude putovat záporně nabitý chloridový anion a k záporné elektrodě kladně nabitý sodíkový kation. Jinými slovy se chlorid sodný v elektrickém stejnosměrném poli rozdělí na elektricky nabitě částice – iony (ionty). Ty jsou lépe rozpustné ve vodě. Pokud necháme kůži procházet elektrický stejnosměrný (galvanický) proud, rozdělí se snadno disociovatelné (rozdělitelné) látky na iony. Ty snadněji než původní látka pronikají do hlubších vrstev kůže i buněk.

Co se stane, když nanesete na povrch kůže vhodný kosmetický přípravek a přiložíte přístroj SynCare Galvanic Care?

Pokud jsou v séru, gelu, popřípadě i krému látky, které se mohou v elektrickém poli rozdělit na iony, pak, pokud přiložíte SynCare Galvanic Care, zvýšíte jejich propustnost do kůže. Jako příklad může sloužit Sérum Decongenesia. Hlavní účinnou látkou je zde hesperidin. Jedná se o molekulu, která obsahuje řadu – OH (hydroxylových skupin). Galvanický proud způsobí, že vznikne záporně nabitý ion hesperidinu, který mnohem snadněji proniká do kůže.

Další vlastnosti SynCare Galvanic Care na kůži

Galvanický proud ovlivňuje tok sodíkových a draslíkových ionů v kůži. Ty mají bezprostřední vliv na svalovou a nervovou činnost. To má vliv například uvolnění a relaxaci kůže nebo potlačení nepříjemných vjemů štípání či pálení.

Čištění pleti

Pokud aplikujete na pokožku Čisticí gel CPK BIO, Pleťové čisticí mléko nebo Čisticí mléko anti-akné a použijete následně SynCare Galvanic Care galvanická žehlička II, dosáhnete rozvolnění nekompaktní rohové vrstvy, komedonů a uvolnění ložisek mazu.

Hydratace

Pokud na pokožku naneste například Tonikum hydratační, Gel s arganovým olejem nebo hydratační séra a následně použijete SynCare Galvanic Care, zvýšíte úroveň hydratace až 10 násobně v porovnání s prostou aplikací přípravků bez galvanického proudu.

Lifting

Galvanický proud příznivě ovlivňuje relaxaci mimických svalů. V kombinaci s vybranými séry SynCare dosáhnete lepšího účinku než při prosté aplikaci sér.

Rozdíl mezi vstřebáváním kationů a anionů do buněk

Živočišné buňky, včetně buněk pokožky člověka, nemají na svém povrchu buněčnou stěnu (na rozdíl o bakterií, sinic a rostlinných buněk), ale polopropustnou membránu (cytoplazmatickou membránu). Proto mohou snadněji přijímat a vylučovat látky. Tato membrána je nabitá záporně. Pokud se v její blízkosti nachází kladný ion (například vápenatý ion ze séra), bude záporně nabitou biomembránou přitahován a snadněji pronikne do buňky. Je to stejný princip, jako když se přitahují opačné póly magnetu. Negativně nabité iony (např. aniony organických kyselin nebo ceramidy) naopak buňky „obcházejí“, a jsou tak dostupnější pro jiné struktury – ceramidy pro části rohové vrstvy – nebo se vstřebávají do mezibuněčných prostor a do lymfy. Tím ovlivňují metabolismus nebo mají bezprostřední vliv na prevenci nebo omezení vrásek.

POPIS Galvanic Care galvanická žehlička II

Galvanic Care galvanická žehlička II se skládá ze dvou hlavních částí: rukojeť, která obsahuje funkční prvky zařízení, a napájecí adaptér. Ochranné brýle jsou poskytovány k přístroji jako doplněk pro režim PHOTON (LED).

Galvanic Care galvanická žehlička II má několik funkčních režimů a umožňuje jejich kombinace v rámci kosmetických postupů. Každý z těchto postupů je spojen s konkrétním režimem Galvanic Care galvanická žehlička II. Režim LED má k dispozici tři barvy: červenou, modrou a zelenou. Ultrazvukový režim používá ultrazvuk pro anti-aging a uvolnění kožních (mimických) svalů na obličeji.

SPECIFIKACE

Aplikační část Galvanic Care galvanická žehlička II je považována za ochrannou třídu IPX0 z hlediska ochrany vstupu, jak je definováno v IEC 60601-1 (ČSN EN 60601-1)

Používejte pouze s napájecím adaptérem, který je součástí dodávky – stabilizovaný zdroj napětí MW 5V/1,2 A (černá barva).

Vstupní výkon adaptéru: AC/DC 100–240 V (50/60 Hz) – odpovídá normám EU pro síťové napáječe s nízkou spotřebou

Výstupní výkon adaptéru: 15 V, 400 mA

Ultrazvuková frekvence: 3 MHz \pm 5%

Podmínky skladování:

- - 25°C až 55°C
- 10 % - 85 % vlhkost, bez kondenzace

Přeprava: Jednotka by měla být chráněna během přepravy před vibracemi a nárazy.

Provozní prostředí: 10 °C - 35 °C; 30 % - 75 % vlhkost, bez kondenzac

OBEČNÁ UPOZORNĚNÍ

1. Pokud je osoba, která podstupuje kosmetické ošetření pomocí Galvanic Care galvanická žehlička II, v péči lékaře, před použitím tohoto zařízení se s ním poraďte.
2. Nepoužívejte, pokud je osoba, která podstupuje kosmetické ošetření pomocí Galvanic Care galvanická žehlička II, těhotná
3. Nepoužívejte Galvanic Care galvanická žehlička II po dobu delší než 20 minut nepřetržitého provozu.
4. **ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:**
 - a) Nepokládejte nebo neskladujte zařízení tam, kde by mohlo spadnout nebo sklouznout do vany nebo umyvadla. Nepokládejte je do vody nebo tam, kde by mohlo do vody nebo jiné kapaliny spadnout.
 - b) Umístěte všechny elektrické spotřebiče mimo dosahu vody (včetně vany a sprchového koutu).
 - c) Pokud přístroj náhodou spadne do vody, okamžitě ho odpojte.
 - d) Vypněte a odpojte zařízení před čištěním.
 - e) Nepoužívejte přístroj, pokud je kabel nebo přístroj poškozený. Může dojít k úrazu elektrickým proudem.
 - f) Nepokoušejte se používat alternativní zdroje.
 - g) Zkontrolujte přístroj před každým použitím. Zkontrolujte, zda není poškozený.
 - h) Používejte, přepravujte a skladujte Galvanic Care galvanická žehlička II způsobem uvedeným v tomto návodu k obsluze.
 - i) Uživatel nesmí opravovat žádné součásti. Nepokoušejte se Galvanic Care galvanická žehlička II rozebírat. Může dojít k poškození nebo závadě na přístroji nebo ke zranění.
 - j) Přístroj je nutné okamžitě vypnout, pokud se vyskytnou jakékoliv nežádoucí účinky nebo obavy týkající se jeho použití.
 - k) Nepoužívejte tento přístroj v prostředí, kde se používají jiná zařízení, která vyzařují elektromagnetickou energii nechráněným způsobem.
 - l) Přenosné nebo mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení může ovlivnit práci s Galvanic Care galvanická žehlička II.

OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Před použitím Galvanic Care galvanická žehlička II si přečtěte všechny pokyny. Pokud tak neučiníte, může dojít k nepochopení informací o bezpečnosti nebo způsobu, jak přístroj používat.
2. Zkontrolujte tento přístroj před každým použitím. Zkontrolujte, zda není poškozený. Poškození zahrnuje trhliny v přístroji, roztřepeně dráty, chybějící tlačítka nebo rozbitý displej. Pokud tak neučiníte, může dojít k nesprávnému fungování zařízení.
3. Nepokládejte přístroj do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, regulátory tepla, kamna nebo jiná zařízení, která produkují teplo.
4. Udržujte napájecí kabel mimo horké povrchy.
5. Používejte, přepravujte a skladujte zařízení způsobem uvedeným v tomto návodu k obsluze. Pokud tak neučiníte, může dojít k jeho poškození.
6. **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE Galvanic Care galvanická žehlička II SOUČASNĚ S PŘIPOJENÍM DO ELEKTRICKÉ SÍŤE, PROVOZ MUSÍ BÝT BATERIOVÝ.**

OBECNÉ POKYNY

1. K dispozici jsou čtyři tlačítka: POWER (zapnutí a vypnutí); MODE (volba režimu a času); SHIFT (volba intenzity, typu nebo času); CONFIRM (potvrzení a spuštění režimu / přerušení režimu) pro spuštění.
2. Chcete-li nastavit čas ošetření: stiskněte opakovaně tlačítko MODE, dokud se nevybere Time (bude blikat). Stisknutím tlačítka SHIFT se nastaví čas 1–15 minut. Stisknutím CONFIRM se spustí ošetření. Galvanic Care galvanická žehlička II se automaticky vypne po dokončení nastaveného času ošetření.

SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE

1. Zapojte napájecí adaptér do spodní části rukojeti vašeho Galvanic Care galvanická žehlička II a pak do síťové zásuvky. Zdířka napájení by měla pohodlně zapadnout do rukojeti.
2. Používejte pouze napájecí adaptér, který je dodáván s vaším Galvanic Care galvanická žehlička II. Pokud dojde ke ztrátě napájecího adaptéru nebo jeho poškození, kontaktujte nás na adrese plus@syncare.cz za účelem získání nového adaptéru
3. Přístroj používejte na odlíčenou a povrchově očištěnou pokožku. Muži by se měli před ošetřením oholit, vousy mohou nepříznivě ovlivnit ošetření. Plochu obličeje pod vousy nebo knírem nelze ošetřit.
4. Při osobním domácím použití používejte Galvanic Care galvanická žehlička II před zrcadlem v dobře osvětlené místnosti.



Vysvětlení funkcí tlačítek

Power – spuštění / vypnutí přístroje

Mode – volba režimu – viz dále

Shift – volba intenzity / typu

Confirm – aktivace režimu / přerušení režimu

INFORMACE PRO NABÍJENÍ

Pokud chcete přístroj nabít, vypněte jej a připojte jej do sítě. V pravém horním rohu se objeví symbol baterie a uprostřed symboly nabíjecích dílků. **NEPŘEKRAČUJTE DOBU NABÍJENÍ 2 HODINY. PRO NABÍJENÍ MUSÍ BÝT PŘÍSTROJ VYPNUTÝ. JE-LI PŘÍSTROJ NABÍTÝ, AUTOMATICKY SE VYPNE.**

REŽIMY PÉČE

Vámi zakoupená Galvanic Care galvanická žehlička II umožňuje volbu práce v několika režimech a vzájemnou kombinaci těchto režimů. Hlavními režimy jsou 1. ULTRASONIC, 2. NUTRI-. Doplňkové režimy představují 3. CLEAN⁺, 4. RELAX, 5. PHOTON, které se zpravidla používají v kombinaci se hlavními režimy.

Před začátkem jakéhokoli ošetření se ujistěte, že Galvanic Care galvanická žehlička II je nabitá a síťový kabel je odpojený.

Praktická poznámka pro použití: Přiložte přístroj na pleť a krouživými pohyby ošetřujte pokožku po dobu čtyř minut v každé oblasti. Pokud si budete přát, můžete ošetření prodloužit (4 minuty je minimum).

Hlavní režimy

1. REŽIM ULTRAZVUK ULTRASONIC

Použijte ultrazvukový režim přístroje Galvanic Care galvanická žehlička II pro **pro anti-aging**, případně pro čištění pleti. Pro intenzivní hloubkové čištění pleti doporučujeme kombinaci s SonoClean ultrazvukovou digitální špachtlí. Tento režim nenahrazuje intenzivní hloubkové čištění pleti SonoClean ultrazvukovou digitální špachtlí.

Aby váš přístroj Galvanic Care galvanická žehlička II správně fungoval, je při použití ultrazvukového režimu zapotřebí zvlhčení pleti – vhodná jsou (**Hydrogenia biominerální voda ve spreji – 175, Tonikum hydratační – 151, Tonikum zmatňující – 152, Zklidňující a výživné tonikum – 311**), případně čistá pitná voda.

KONTRAINDIKACE PRO REŽIM ULTRAZVUK

Nepoužívejte:

- kolem očí
- na rány, jiná poranění
- na kůži s projevy onemocnění

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO REŽIM ULTRAZVUK

- vyhněte se kostním výčnělkům například kostní část lokte.
- při použití ultrazvukového režimu přístrojem stále pohybujte a udržujte ho v kontaktu s pokožkou.
- nepoužívejte v oblasti s kovovými implantáty.

PŘÍNOSY REŽIMU ULTRAZVUK

Přínosem působení ultrazvuku je anti-aging, případně v kombinaci s režimem CLEAN⁺ pro čištění pleti.

PŘÍPRAVA REŽIMU K POUŽITÍ

Ověřte si, zda je Galvanic Care galvanická žehlička II dostatečně nabitá a napájecí kabel je odpojený. Stiskněte tlačítko POWER. Ozve se zvukový signál a na LCD displeji se zobrazí funkce a čas použití (přednastavený je výchozí čas 15 minut).

Po zapnutí vašeho Galvanic Care galvanická žehlička II stiskněte tlačítko MODE pro výběr Ultrasonic na vašem displeji. Když Ultrasonic bliká, stiskněte opakovaně tlačítko SHIFT pro nastavení pěti úrovní intenzity.

- Nastavte dobu ošetření na dobu 1 až 15 minut opakovaným stiskem MODE, dokud není zvolen Time (bude blikat). Opakovaným stiskem tlačítka SHIFT nastavte čas požadovaný pro ošetření. Stisknutím Confirm spustíte proces ošetření
- Galvanic Care galvanická žehlička II se automaticky vypne po uplynutí zvolené doby ošetření. Můžete ho opět okamžitě zapnout, chcete-li v průběhu sezení pokračovat v jiné ošetřované oblasti.

2. REŽIM NUTRITION (NUTRI-) – základní režim péče o pleť galvanickou žehličkou

Tento typ režimu bývá nejvíce využíván. Účinné látky z kosmetických přípravků pronikají snadněji do pokožky ve stejnosměrném (galvanickém) proudu. Podmínkou je, aby byly ionizovatelné, tj. mohly se rozdělit na ionty. Mnoho látek rozpustných ve vodě tuto podmínku splňuje. Proto jsou nejvhodnější pro tento typ péče pleťová séra vodného nebo emulzního charakteru oleje ve vodě. Seznam vhodných přípravků najdete na konci tohoto návodu. Pokud by nebyl zcela aktuální, je tabulka umístěna také v platném katalogu SynCare pro profesionály.

PŘÍPRAVA REŽIMU K POUŽITÍ

Ověřte si, zda je Galvanic Care galvanická žehlička II dostatečně nabitá. Stiskněte tlačítko Power.

Ozve se zvukový signál a na LCD displeji se zobrazí funkce a čas použití (přednastavený je výchozí čas 15 minut).

Po zapnutí vašeho Galvanic Care galvanická žehlička II stiskněte tlačítko MODE pro výběr režimu NUTRI- na vašem displeji. Když režim NUTRI- začne blikat režim, stiskněte tlačítko SHIFT a nastavte intenzitu režimu.

Následně nastavte dobu ošetření na dobu 3 až 10 minut opakovaným stiskem MODE, dokud není zvolen Time (bude blikat). Opakovaným stiskem tlačítka SHIFT nastavte čas požadovaný pro ošetření.

Stisknutím Confirm spustíte proces ošetření

- Galvanic Care galvanická žehlička II se automaticky vypne po uplynutí zvolené doby ošetření. Můžete ho opět okamžitě zapnout, chcete-li v průběhu sezení pokračovat v jiné ošetřované oblasti.

3. REŽIM NUTRITION + LED – intenzivní režim péče o pleť

Tato kombinace je vhodná především pro péči o pokožku +35 a +55, případně pro pleť s akné. Zákaznice musí mít nasazeny ochranné brýle.

červené světlo (625 nm)	modré světlo (465 nm)	zelené světlo (525 nm)
rejuvenace – podpora tvorby kolagenu	působí proti látkám, které ovlivňují zánět v kůži	zklidňuje kůži
redukce drobných vrásek	působí proti bakteriím akné	vhodné pro kůži se sklonem k otokům
podpora regeneračních procesů	příznivý vliv na jizvy	relaxační vlastnosti
stažení pórů	zklidňuje kůži	rejuvenace – podpora tvorby kolagenu

PŘÍPRAVA REŽIMU K POUŽITÍ

Ověřte si, zda je Galvanic Care galvanická žehlička II dostatečně nabitá. Stiskněte tlačítko Power.

Ozve se zvukový signál a na LCD displeji se zobrazí funkce a čas použití (přednastavený je výchozí čas 15 minut).

Po zapnutí vašeho Galvanic Care galvanická žehlička II stiskněte tlačítko MODE pro výběr režimu NUTRI- na vašem displeji. Když režim NUTRI- začne blikat režim, stiskněte tlačítko SHIFT a nastavte intenzitu režimu.

Stiskněte tlačítko MODE dvakrát stlače, až začne blikat PHOTON. Stlačením tlačítka SHIFT zvolíte LED světlo.

Následně nastavte dobu ošetření na dobu 2 až 15 minut opakovaným stiskem MODE, dokud není zvolen Time (bude blikat). Opakovaným stiskem tlačítka SHIFT nastavte čas požadovaný pro ošetření.

Stisknutím Confirm spustíte proces ošetření

- Galvanic Care galvanická žehlička II se automaticky vypne po uplynutí zvolené doby ošetření. Můžete ho opět okamžitě zapnout, chcete-li v průběhu sezení pokračovat v jiné ošetřované oblasti.

4. REŽIM ULTRAZVUK + CLEAN⁺ + RELAX

Uvedený režim je určený pro čištění pleť osob, u nichž použití klasické SonoClean ultrazvukové digitální špachtle není možné – například z důvodu zvýšené citlivosti na silnější vibrace nebo při velmi citlivé pleti.

Pleť by měla být před ošetření změkčená. Doporučujeme použití **Změkčující medovou masku (127)**, kterou aplikujte 10 minut před ošetřením. Následně masku odstraňte a pleť zvlhčete **Tonikem hydratačním (151)** nebo **Hydrogenia biominerální vodou ve spreji (175)**. Následně zahajte práci s Galvanic Care galvanická žehlička II.

U velmi citlivé pleti je vhodnější použít Micelární čisticí vodu s kyselinou hylauronovou (192), kterou krouživými pohyby naneste na pleť a ponechejte ji působit 2 až 3 minut. Vodu nesmývejte a zahajte práci s Galvanic Care galvanická žehlička II.

PŘÍPRAVA REŽIMU K POUŽITÍ

Ověřte si, zda je Galvanic Care galvanická žehlička II dostatečně nabitá. Stiskněte tlačítko Power.

Ozve se zvukový signál a na LCD displeji se zobrazí funkce a čas použití (přednastavený je výchozí čas 15 minut).

Po zapnutí vašeho Galvanic Care galvanická žehlička II stiskněte tlačítko MODE pro výběr režimu Ultrasonic na vašem displeji. Když režim Ultrasonic začne blikat režim, stiskněte tlačítko SHIFT a nastavte intenzitu režimu.

Stiskněte dvakrát opět tlačítko MODE a začne blikat CLEAN⁺. Stlačením tlačítka SHIFT zvolíte intenzitu.

Stiskněte dvakrát opět tlačítko MODE a začne blikat RELAX. Stlačením tlačítka SHIFT zvolíte intenzitu mikrovlnné masáže.

Následně nastavte dobu ošetření na dobu 2 až 15 minut opakovaným stiskem MODE, dokud není zvolen Time (bude blikat). Opakovaným stiskem tlačítka SHIFT nastavte čas požadovaný pro ošetření.

Stisknutím Confirm spustíte proces ošetření

- Galvanic Care galvanická žehlička II se automaticky vypne po uplynutí zvolené doby ošetření. Můžete ho opět okamžitě zapnout, chcete-li v průběhu sezení pokračovat v jiné ošetřované oblasti.

Doplňkové režimy

K doplňkovým režimům patří: CLEAN⁺, RELAX, PHOTON. Doplňkové režimy mohou být zvoleny samostatně, kromě režimu CLEAN⁺, nebo v kombinaci se základními režimy.

5. REŽIM + CLEAN⁺

Tento režim přidává ke každému režimu čisticí účinek. Samostatně se nepoužívá. V praxi má význam především v kombinaci s režimem ULTRASONIC.

Typ pleti nebo problému: mastná pokožka, akné

Vhodné přípravky: kromě přípravků pro zvolený základní režim doporučujeme u mastné pleti např. Sérum adstringentní (108) nebo Micro Ampoules Anti Sebum (3116); při sklonu k akné doporučujeme Sérum pro aknézní pleť, případně pro změkčení a následné čištění Změkčující medovou masku (127).

Vhodné kombinace s dalšími režimy: ULTRAZVUK

6. REŽIM RELAX

Režim pracuje s jemnými mikrovlnnými vibracemi o frekvenci 200 Hz. Tyto vibrace pronikají přes pokožku až do škáry (dermis). Drobné chvění působí relaxačně na mimické kožní svaly obličeje a současně podporuje tvorbu kolagenu.

Tyto vibrace také uvolňují nečistotu z pórů působí proti tvorbě komedonů a normalizují tvorbu mazu.

Typ pleti nebo problému: pleť + 55, mastná pokožka, akné

Vhodné přípravky: režim přidává k ošetření relaxační rozměr – vhodná jsou séra s kyselinou hyaluronovou: Sérum mořské liftingové (302), MULTI VOLUME 100% kyselina hyaluronová omlazující sérum (184), MULTI LIFT 100% kyselina hyaluronová sérum (188).

Vhodné kombinace s dalšími režimy: ULTRAZVUK, CLEAN+, NUTRI-, PHOTON

7. REŽIM PHOTON

Foto-LED ošetření je dnes stále dostupnější součástí kosmetické péče. Tento režim přináší do ošetření rozměr fototerapie, která má nejen pozitivní kosmetické účinky, ale také příznivé uvolňující účinky na pleť. Galvanic Care galvanická žehlička II umožňuje volbu tří režimů LED, kterou volíte v závislosti na typu ošetření.

Typ pleti nebo problému: všechny typy pleti.

Vhodné přípravky: dle základního zvoleného režimu

Vhodné kombinace s dalšími režimy: NUTRI-, RELAX

PŘÍNOSY REŽIMU PHOTON

červené světlo (625 nm)	modré světlo (465 nm)	zelené světlo (525 nm)
rejuvenace – podpora tvorby kolagenu	působí proti látkám, které ovlivňují zánět v kůži	zklidňuje kůži
redukce drobných vrásek	působí proti bakteriím akné	vhodné pro kůži se sklonem k otokům
podpora regeneračních procesů	příznivý vliv na jizvy	relaxační vlastnosti
stažení pórů	zklidňuje kůži	rejuvenace – podpora tvorby kolagenu

KONTRAINDIKACE PRO REŽIM PHOTON

Nepoužívejte:

- Pokud máte tmavě hnědé nebo černé skvrny, jako jsou velké pihy, mateřská znaménka nebo bradavice v oblasti, která má být ošetřena.
- Pokud máte ekzém, lupénku, léze, otevřené rány či aktivní infekce, jako např. opary, v oblasti, která má být ošetřena.

Počkejte s použitím Galvanic Care galvanická žehlička II, dokud se zasažené oblasti nezhojí.

- Máte-li abnormální onemocnění kůže způsobené cukrovkou nebo jinými systémovými nebo metabolickými poruchami.
- Pokud jste v současné době nebo v poslední době byli léčeni AHA nebo BHA přípravky, Retin-A®, lokálními retinoidy nebo kyselinou azelaovou.
- Pokud jste byli léčeni (isotretinoin), např. přípravkem Roaccutane®, během posledních 6 měsíců.
- Pokud jste byli v režimu steroidů během posledních 3 měsíců.
- Máte-li v anamnéze ložiska herpes v oblasti určené k ošetření, pokud jste to nekonzultovali s ošetřujícím lékařem.

UPOZORNĚNÍ PRO REŽIM PHOTON

- Nepoužívejte tento režim, pokud užíváte léky nebo lokální krémy, o kterých je známo, že způsobují fotosenzitivitu. Pokud si nejste jisti, zda léky, které užíváte, nemohou způsobit lehké citlivé reakce, kontaktujte před použitím tohoto produktu vašeho poskytovatele zdravotní péče.
- Nepoužívejte před ošetřením lokálními steroidy nebo steroidními injekcemi. Mohlo by dojít k fotosenzitivní reakci.
- Nepoužívejte tento produkt na jakékoliv projevy akné, než jsou mírné formy akné. Použití u těžších forem vždy musí být doporučeno ošetřujícím lékařem.
- Nepoužívejte s přípravkem, který na kůži vyvolává pocit tepla a/nebo zarudnutí a/nebo pálení.
- Nepoužívejte v oblasti štítné žlázy (oblast krku), pokud máte podezření na problémy se štítnou žlázou nebo klientka/ klient udává, že je léčen či vyšetřován či sledován pro funkce štítné žlázy.
- Nedívejte se přímo do světelného zdroje, pokud je v provozu. I kosmetička by měla používat ochranné brýle.

RIZIKA REŽIMU PHOTON

U osob užívajících léky, které způsobují fotosenzitivitu, nelze Galvanic Care galvanická žehlička II použít. Přístroj může u těchto osob způsobit zarudnutí, vyrážky či popáleniny. U osob, které jsou fotoreaktivní a neužívají léky, které způsobují fotosenzitivitu, bude také docházet k zarudnutí, vyrážkám a popáleninám. U pacientů se závažnou formou akné nelze tento přístroj používat. Jejich akné se použitím tohoto přístroje nezlepší.

KDY VYHLEDAT LÉKAŘSKOU POMOC PRO REŽIM PHOTON

- Pokud dochází k delšímu zarudnutí nebo je ošetřovaná oblast citlivější, přestaňte přístroj používat.
- Pokud si nejste jisti, jaký typ/stupeň akné se jedná.

DOPORUČENÝ POSTUP PRÁCE S PŘÍSTROJEM

1. Podél čelisti od brady k základně ucha
2. Podél čelisti od brady k přední části ucha
3. Z koutku úst do horní části ucha
4. Z koutku úst k nosu
5. Od nosu k vnějšímu okraji oka
6. Od nosu ke spánku
7. Pohybem vzhůru aplikujte na nadočnicový oblouk a na čelo.



SLOVNÍČEK POJMŮ

Akné: kožní onemocnění, které se objeví, když se mazové žlázy / vlasové folikuly ucpou mazem a odumřelými kožními buňkami. Nejčastěji se akné objeví na obličeji, krku, hrudníku, zádech a ramenou.

LED: zkratka pro „Light Emitting Diode“, což je jen velmi malá žárovka vyzařující světlo je o prakticky jedné vlnové délce.

Komedony (bílé a černé tečky) – se vytvoří, když se otvory mazových folikulů zablokují mazovým sekretem, odumřelými kožními buňkami a někdy i bakteriemi. Když jsou komedony na povrchu pokožky otevřené, obsah oxiduje a zčerná, pak vidíme černé tečky. Pokud jsou komedony uzavřené, jsou bílé.

Mírná forma akné: Převážně otevřené a uzavřené komedony s několika papulami (do 5) – papula = nezápětlivé ložisko vyvýšené nad úroveň kůže.

Středně těžká forma akné: Otevřené komedony s mnoha papulami.

Závažná forma akné: Otevřené a uzavřené komedony s papulami, pustulami (zápětlivá ložiska) i cystami.

Periorbitální vrásky: jemné linky a vrásky po straně očí, známé také jako vraní nožky.

INFORMACE O PÉČI o Galvanic Care galvanická žehlička II PO POUŽITÍ

- Neponořujte přístroj do vody.
- Po použití přístroj vypněte.
- Po každém použití otřete přístroj měkkým zvlhčeným hadříkem. Kovovou hlavici můžete dezinfikovat jednorázovými dezinfekčními ubrouskem – např. Incides N.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD

problém	možná příčina	požadovaná akce
LED nesvítí	chybí napájení	Zkontrolujte, zda je přístroj nabitý. Zkontrolujte, zda jsou napájecí adaptér i kabel v pořádku. Zkontrolujte, zda je zásuvka pod napětím. Možnou příčinou je také vada akumulátorových článků. Kontaktujte servis na plus@syncare.cz .
tlačítka nefungují	tlačítko je vadné	Kontaktujte servis na plus@syncare.cz .
přístroj vydává zápach kouře nebo kouří	poškozený nebo vadný zdroj napájení	Okamžitě přístroj vypněte a vytáhněte ze zásuvky. Nepokoušejte se ho znovu použít. Kontaktujte servis na plus@syncare.cz .

DOMÁCÍ PROSTŘEDÍ, TRANSPORT

Galvanic Care galvanická žehlička II může být použit také při osobní domácí péči. Jak v profesionální salonní, tak v domácí osobní péči může být přístroj převážen, avšak doporučujeme originální balení nebo vhodnou přepravní tašku. doma.

Tento přístroj byl testován a bylo zjištěno, že je v souladu s limity normy IEC 60601-1-2 pro lékařská zařízení. Přístroj je rovněž v souladu s požadavky normy EN 60601-1-2, které jsou předpokladem pro shodu s EU Směrnicí pro Lékařská zařízení 93/42/EEC a ve znění pozdějších předpisů 2007/47/ES. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v typickém zdravotnickém zařízení. Tento přístroj vytváří, používá a může vyzařovat vysokofrekvenční energii, a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny výrobce, může způsobovat rušení jiných zařízení ve svém okolí. Přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení mohou ovlivňovat zdravotnické elektrické přístroje. Neexistuje žádná záruka, že k rušení při konkrétní instalaci nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje rušení jiných zařízení, která mohou být ovlivněna zapnutím nebo vypnutím zařízení, uživatel by se měl pokusit zamezit tomuto rušení pomocí jednoho nebo více z následujících opatření:

- Změnou orientace nebo přemístěním zařízení, které je ovlivněno rušením.
- Zvětšením vzdálenosti mezi zařízeními.
- Připojením zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než do kterého jsou zapojena ostatní zařízení.
- Poradte se s výrobcem nebo požádejte o pomoc terénního servisního technika.

CESTOVÁNÍ S PŘÍSTROJEM

Galvanic Care galvanická žehlička II je určena pro profesionální salonní péči, ale může být využívána i pro osobní kosmetickou péči poučenými laiky.

Při cestování s Galvanic Care galvanická žehlička II zabalte přístroj i napájecí adaptér bezpečně, aby se zabránilo jejich poškození.

Napájecí adaptér Galvanic Care galvanická žehlička II má rozsah AC/DC 100–240 V (50/60 Hz) – odpovídá normám EU pro síťové napáječe s nízkou spotřebou, které jsou k dispozici ve většině zemí.

INFORMACE O ZÁRUCE A SERVISU

Záruční lhůta je 12 měsíců od data prodeje.

Při reklamaci v záruční době nebo pro servisní opravu, prosíme, zašlete přístroj s originálním zdrojem na adresu společnosti Syncare Plus, s. r. o.

Pokud chcete přístroj nabít, vypněte jej a připojte jej do sítě. V pravém horním rohu se objeví symbol baterie a uprostřed symboly nabíjecích dílků. **NEPŘEKRAČUJTE DOBU NABÍJENÍ 2 HODINY. PRO NABÍJENÍ MUSÍ BÝT PŘÍSTROJ VYPNUTÝ. JE-LI PŘÍSTROJ NABITÝ, AUTOMATICKY SE VYPNE.**

Na co se záruka nevztahuje?

Porucha nebo poškození v důsledku:

- nedodržení návodu k obsluze
- nesprávné nebo neoprávněné opravy
- náhodné poškození během vlastní přepravy
- rozbití
- požár, zemětřesení, počasí, jako je povodeň, blesk, silný vítr

Specifikace přístroje

barva: červená se stříbrnými částmi

výrobce: Čína (ČLR)

rozměry: 185 x 50 x 50 mm

zdroj: AC 220V/ 50Hz

Nabíjecí baterie stejnosměrný proud 2.4 V 350 mA

Doba nabíjení: přibližně 2 hodiny

Vlnová délka použitého infračerveného záření: 3200 - 3800 nm

Obsah balení – vždy zkontrolujte při převzetí

1 x návod k použití

1 x Galvanic Care galvanická žehlička II

1 x ochranné brýle v obalu

1 x zdroj

1 x sada nevlhčených čisticích ubrousků

TIPY PRO OŠETŘENÍ PLETI DERMO A BIO KOSMETIKOU SYNCARE V KOMBINACI S GALVANIC CARE GALVANICKÁ ŽEHLIČKA II

1. Čištění pleti

Čisticí přípravky SynCare s výjimkou Čisticí emulze, jsou vhodné pro práci s přístrojem SynCare Galvanic Care galvanická žehlička II.

- Odstraňte make-up například Čisticím a odličovacím mlékem (171) nebo Čisticím gelem CPK BIO (156) nebo Čisticím mlékem anti- akné (169)
- Zbytky odstraňte Tonikem hydratačním (151), Tonikem zmatňujícím (152) nebo Zklidňujícím a výživným tonikem (311).

Pleť vysušte lehkými dotyky suchými tampony.

Na pleť znovu naneste stejný přípravek, kterým jste pokožku odličovali nebo použijte Čisticí masku.

Na Galvanic Care galvanická žehlička II zvolte režim ULTRASONIC + CLEAN⁺ V této chvíli prochází pokožku stejnosměrný (galvanický proud a současně pracuje ultrazvuk – mechanické vlnění). Uzavřený okruh tvoří kůže klientky a vaše ruka držící přístroj v oblasti vodivých destiček. Nejen aktivní látky v použitém čisticím přípravku, ale také řada látek přirozeně obsažených v kůži se rozdělí dle svého náboje na kationy a aniony. Vznikající záporné iony se „přichytávají“ k vývodům mazových žláz včetně jejich uzávěrů do komedonů, uvolňují maz a na něj vázané nečistoty mnohem efektivněji než při použití odličovacího přípravku bez kombinace se SynCare Galvanic Care.

Po přiložení přístroje na kůži tak, aby se celá účinná plocha dotýkala pokožky, mírně přitlačte a proveďte čištění pleti krouživými pohyby. Začínáte vždy od brady a postupujte směrem vzhůru. V horizontálním pohybu se postupuje od středu obličeje k okrajům.

Čištění by mělo trvat 3 - 7 minut.

Následně použijte čistou vodu nebo tonikum k odstranění zbytků.

2. Hydratace pleti

Běžná hydratace

1. Odlíčenou a vyčištěnou pokožku zvlhčete Tonikem hydratačním (151) nebo u mastné a aknézní pleti Tonikem zmatňujícím (152).
2. U suché pleti vklepejte do pokožky Sérum intenzivní hydratační (135), u mastné pleti Sérum adstringentní (108), u pleti +35 MULTI LIFT 100% kyselina hyaluronová sérum (188), u pleti +55 Micro Ampoules Longevity Maris Collagen (3120).
3. Na pokožku naneste Pleťový masážní krém (114) tak, abyste dosáhli dobré skluznosti. Doporučujeme rozdělit pleť obličeje na tři úseky: a) brada, okolí úst a nosu, b) čelo, c) čelo, líce. Na tyto úseky aplikujte jen takové množství Pleťového masážního krému, abyste dosáhli dobré skluznosti pro přístroj SynCare Galvanic Care galvanická žehlička II a dle potřeby můžete krém v průběhu ošetření přidávat.
4. Zvolte režim NUTRI a PHOTON – červené světlo.
5. Při této volbě se aktivují, kromě galvanického proudu, také tepelné infračervené diody. Zvyšuje se tak průnik nabitých ionů se séra do pokožky. Mezi další účinky patří zvýšení hydratace, podpora krevního oběhu v kůži a detoxikace ošetřeného místa.
6. Ošetření proveďte krouživými pohyby. Jednomu úseku se věnujte 2 minuty.
7. Ujistěte se, že při práci držíte přístroj za vodivé destičky.

Speciální hydratace

Provádíme ji u velmi suché pleti a u citlivé pleti

1. Odlíčenou a vyčištěnou pokožku zvlhčete Zklidňujícím a výživným tonikem (311). U suché i mastné pleti použijte Micro Ampoules Cellular Hydrating (3115), u pleti +35 RELIFT VOLUME sérum s kmenovými buňkami (188), u pleti +55 Sérum mořské liftingové (302).
2. NT masku (927) vložte do Misky pro míchání masek (985) a zvlhčete ji Hydrogenií biominerální vodou ve spreji (175) nebo vodou.
3. Na pleť na neste e lehce vklepejte Micro Ampoules Cellular Hydrating (3115) nebo u citlivé pleti Micro Ampoules Cellular Calming (3122).
4. Na pokožku naneste Pleťový masážní krém (114) tak, abyste dosáhli dobré skluznosti. Doporučujeme rozdělit pleť obličeje na tři úseky: a) brada, okolí úst a nosu, b) čelo, c) čelo, líce. Na tyto úseky aplikujte jen takové množství Pleťového masážního krému, abyste dosáhli dobré skluznosti pro přístroj SynCare Galvanic Care a dle potřeby můžete krém v průběhu ošetření přidávat.
5. Zvolte režim NUTRI + RELAX + PHOTON – červené světlo.
6. Při této volbě se aktivují, kromě galvanického proudu, také tepelné infračervené diody a relaxační mikrovlny, které prohřívají ošetřované místo. Zvyšuje se tak průnik negativně nabitých ionů se séra do pokožky. Mezi další účinky patří zvýšení hydratace, podpora krevního oběhu v kůži a detoxikace ošetřeného místa.
7. Ošetření proveďte krouživými pohyby. Jednomu úseku se věnujte 2 minuty.
8. Ujistěte se, že při práci držíte přístroj za vodivé destičky.
9. Pleť překryjte nasáknout NT maskou a ponechejte ji působit 3 až 5 minut.

3. Intenzivní péče

1. Odličenu a vyčištěnou pokožku zvlhčete Zklidňujícím a výživným tonikem (311).
2. Na pleť naneste a vklepejte sérum dle typu pleti

typ pleti	přípravek
suchá	Micro Ampoules Cellular Hydrating (3115)
mastná a smíšená	Micro Ampoules Anti Sebum (3116)
mastná aknézní	Sérum pro aknézní pleť (123) nebo Enzymový peeling (111)
akné intenzivní	Micro Ampoules Anti Acne (3123)
pleť +35	Micro Ampoules Pro Elasticity Vitamin C (3118) nebo Micro Ampoules RETINAL C firming (3119) nebo MULTI LIFT 100% kyselina hyaluronová
pleť +55	Sérum regenerační (134) nebo Micro Ampoules Longevity Maris Collagen (3120)
péče okolo očí	MULTI VOLUME 100% kyselina hyaluronová sérum (184) nebo Oční liftingové sérum se zlatými pigmenty (159)
vrásky	DermaBOTEXIN sérum 30% (144) nebo DermaBOTEXIN sérum 18% (146)
velmi citlivá pleť	Sérum zklidňující (107) nebo Micro Ampoules Cellular Calming (312)
pleť mužů	Micro Ampoules Cellular Calming (3122)
rozšířené cévky	Decongenesia sérum (113) nebo Micro Ampoules Venectine (3113)

3. Na pokožku naneste MACADAMIA AGE masku výživnou BIO CPK (133) tak, abyste dosáhli dobré skluznosti. Doporučujeme rozdělit pleť obličeje na tři úseky: a) brada, okolí úst a nosu, b) čelo, c) čelo, líce. Na tyto úseky aplikujte jen takové množství masky, abyste dosáhli dobré skluznosti pro přístroj a dle potřeby můžete masku v průběhu ošetření přidávat.
4. Zvolte režim NUTRI + RELAX + PHOTON – modré světlo.
5. Ošetření proveďte krouživými pohyby. Jednomu úseku se věnujte 2 minuty.
6. Ujistěte se, že při práci držíte přístroj za vodivé destičky.
7. Na závěr ošetření můžete aplikovat masku dle typu pleti

4. Lifting pleti

1. Odlíčenou a vyčištěnou pokožku zvlhčete Zklidňujícím a výživným tonikem (311) nebo Tonikem hydratačním (151).
2. Na pleť naneste a vklepejte sérum dle typu pleti.

Typ pleti	přípravek
Povadlá mladá pleť	Sérum mořské liftingové (302)
+35	MULTI LIFT 100% kyselina hyaluronová (188) nebo RELIFT VOLUME sérum s kmenovými buňkami (102),
+55	Sérum mořské liftingové (302)
Lifting pokožky okolo očí	Micro Ampoules Silver Eyes Radiance (3121)

3. Na pokožku naneste OXYGENIA O2 krémovou liftingovou a oxigeneční masku BIO CPK (157) tak, abyste dosáhli dobré skluznosti. Doporučujeme rozdělit pleť obličeje na tři úseky: a) brada, okolí úst a nosu, b) čelo, c) čelo, líce. Na tyto úseky aplikujte jen takové množství Výživné masky, abyste dosáhli dobré skluznosti pro přístroj SynCare Galvanic Care a dle potřeby můžete masku v průběhu ošetření přidávat. **Pro lifting pokožky okolo očí** doporučujeme jako skluzný podklady Oční masku BIO CPK (140) nebo u velmi citlivé pleti Oční krém s kyselinou hyaluronovou (185). Při liftingu pokožky okolo očí nikdy nepřikládejte přístroj přímo na oči nebo na horní víčko.

4. Zvolte režim NUTRI + RELAX
5. Ošetření provedte krouživými pohyby. Jednomu úseku se věnujte 2 minuty.
6. Ujistěte se, že při práci držíte přístroj za vodivé destičky.
7. Na závěr ošetření můžete aplikovat masku dle typu pleti.

Prohlášení o shodě

Adresa distributora v ČR: Syncare Plus, s.r.o.
Vranovská 70
614 00 Brno
tel: 548 521 611
fax: 548 521 230
e – mail: plus@syncare.cz
www.syncare.cz

Potvrzujeme shodu výrobku:

Galvanic Care II galvanická žehlička

Kosmetický přístroj pro galvanoterapii a doplňující režimy. Princip galvanoterapie spočívá v použití stejnosměrného nízkonapěťového proudu na pokožku přes vodivý kosmetický přípravek bez napojení do rozvodné sítě.

Výrobek splňuje následující směrnice EU a právní normy ČR:

ČSN EN 60335-1
bezpečnost elektrických spotřebičů

ČSN EN 61000-6
(elektromagnetická kompatibilita)

Aplikační část Galvanic Care galvanická žehlička II je považována za ochrannou třídu IPX0 z hlediska ochrany vstupu, jak je definováno v IEC 60601-1 (ČSN EN 60601-1)

Technická dokumentace je uložena u distributora.

Renata Svobodová,
jednatelka SynCare Plus, s.r.o.

V Brně, dne 2. 5. 2017.

Prohlášení o shodě na adaptér



CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Ref No.: NEI-EMC-1-1307C216

Date of Issue: Aug. 14, 2013



This is to certify that the product listed in follows was (were) tested in the Neutron EMC Laboratory to comply with the required criteria levels of the follow-mentioned Generic Standards or Product Family Standard(s) and/or Basic Standard(s) based-on the essential conformity requirements of EMC Directive of 2004/108/EC.

Equipment SWITCHING ADAPTER
Model Name SYS1421-0612-W2E/W3U; SYS1421-0605-W2E/W3U;
SYS1421-0505-W2E/W3U; SYS1421-0405-W2E/W3U;
SYS1421-0305-W2E/W3U
Brand Name SUNNY
Applicant Sunny Electronics Corp.
Address 1st Fl. #2, Lane 115, Sec. 2, Jung Yang Road, Tu Cheng Taipei Hsien
236 Taiwan
Standard(s) EN 55022: 2010 Class B
EN 55024: 2010
EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009 Class A
EN 61000-3-3:2008

The test data, data evaluation, and equipment configuration contained in our test report (Ref No. NEI-EMC-1-1307C216) were obtained utilizing the test procedures, test instruments, test sites that has been accredited by the Authority of TUV Rheinland and TAF according to the ISO-17025 quality assessment standard and technical standard(s). The test data contained in the referenced test report relate only to the EUT sample and item(s) tested.

Steven Lu
Authorized Signatory

Neutron Engineering Inc.
No.3,Jinshagang 1st Road, ShiXia, Dalang Town,
Dong Guan, China.523792
TEL : +86-769-8318-3000
FAX : +86-769-8319-6000

