







Teploměry OMRON porovnání vlastností a funkcí	OMRON Gentle Temp 510	OMRON i-Temp	OMRON i-Temp mini	OMRON Flex Temp II	OMRON O-Temp III	OMRON Eco Temp II
						
Použití pro měření v podpaží (Axillar)	ušní	☺	☺	☺	☺	☺
Použití pro měření v ústech (Oral)		☺	☺	☺	☺	☺
Použití pro měření v konečníku (Rectal)		—	☺	☺	☺	☺
Měření na jedno desetinné místo	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Paměť poslední naměřené hodnoty	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Zvukový signál ukončení měření	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Vodotěsnost	—	—	—	☺	☺	—
Voděodolnost	—	☺	☺	—	—	☺
Plochý měřicí hrot (lepší kontakt – přesné měření)	—	☺	☺	—	—	—
Pružný konec	—	—	—	☺	—	—
Vyměnitelná baterie	☺	☺	☺	☺	☺	☺
Automatické vypnutí	☺	☺	☺	☺	☺	☺