

































OMRON ENS (el. neurostimulátory – masážní přístroje) porovnání vlastností a funkcí			
			
Doporučené použití:	individuální	individuální/profesionální	individuální/profesionální
Počet kanálů / počet elektrod	1/2	1/2	1/2
Výstupní signál - charakteristika	20mA, max.70V, aprox. 1~100 Hz	40mA, max.90V, aprox. 1~1188 Hz	40mA, max.90V, aprox. 1~1188 Hz max.šíře pulsu 500us +/-5%
Speciální programy pro jednotlivé partie těla	 /3	 /9	 /12
Speciální programy - popis partií, pro které jsou určeny	rameno, záda a chodidlo	nízká frekvence (léčba ztuhlých svalů), vysoká frekvence (léčba akutní bolesti), rameno, záda, noha, chodidlo, tlak, poklep, hnětení a tření	nízká frekvence (léčba ztuhlých svalů), vysoká frekvence (léčba akutní bolesti), rameno, kloub, paže, záda, noha, chodidlo, tlak, poklep, hnětení a tření
Manuálně nastavitelná intezita masáže – počet úrovní	 /5	 /5	 /5
Quick Relief funkce - vysoká frekvence pro rychlou úlevu akutní bolesti	-		
Plošná nebo bodová masáž	-	-	
SOFT funkce– jemná stimulace	-		
Nízká frekvence – léčba ztuhlých svalů	-	-	
Výběr druhu / typu masáže: tlak, poklep, hnětení, tření	-		
Manuální volba stimulace: bodová/plošná masáž, vyvážení stimulace mezi L a P elektrodou	-		
Repeat funkce - opakování vyhovující masáže	-		
LED indikace zvoleného módu			
Multifunkční displej zobrazující informativní údaje během masáže	-	-	
AUTO Off – funkce automatic. vypnutí po cca. 15 min./šetří baterie			
JUMBO pads – velké elektrody		-	-
E Pads Plus - omyvatelné elektrody * <small>*Přilnavost - doba životnosti závisí na čistotě masírovaného těla a způsobu užívání přístroje</small>	-	